



I N D I A

Conscious Care.

ETOFENASE

Insetticida aerosol a base di etofenprox, tetrametrina e piperonil butossido in bombola a svuotamento automatico. Insetticida ad azione rapida e snidante.

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 19958

Composizione, 100 g di formulato contengono:

Etofenprox puro	g	0,4
Tetrametrina pura	g	1,5
Piperonil butossido puro	g	3,0
Coformulanti e propellenti ammessi	q.b. a g	100

Famiglia del principio attivo ETOFENPROX	fenossibenzileteri
Modalità d'azione	Per contatto
Attività insetticida	Svolge una azione insetticida irreversibile a seguito della alterazione trasmissione impulsi nervosi. Non manifesta effetti repellenti sugli insetti bersaglio. Non dà luogo ad effetti di sensibilizzazione.
Stadio di sviluppo colpibile	Stadi giovanili e stadi adulti

Famiglia del principio attivo TETRAMETRINA	piretroidi di tipo 1, fotolabile, non persistente
Modalità d'azione	principalmente per contatto
Attività insetticida	svolge una rapida azione insetticida per azione neurotossica
Stadio di sviluppo colpibile	insetti adulti e stadi larvali

Gruppo chimico del sinergizzante PIPERONYL BUTOSSIDO	derivato metilendiossifenolico
Modalità d'azione	protegge i piretroidi di tipo 1 da degradazione enzimatica
Effetti sull'attività insetticida	aiuta la penetrazione del piretroide all'interno del corpo dell'insetto

Formulazione

ETOFENASE è formulato con appositi coformulanti e propellenti idonei a generare un fine aerosol in grado di diffondere con facilità negli ambienti ove viene liberato.

Proprietà e caratteristiche

Il principio attivo etofenprox appartiene alla famiglia chimica dei fenossibenzileteri, è costituito esclusivamente da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno. È caratterizzato da una elevata attività e rapidità di azione, una ridotta tossicità nei riguardi dell'uomo e dei mammiferi in generale e da una persistenza ambientale non elevata. L'etofenprox si comporta come un piretroide ma è caratterizzato da una tossicità orale acuta molto contenuta con valore di DL50 pari a 42.880 mg/kg. Attualmente rappresenta l'insetticida ad azione adulticida con il minor valore di tossicità acuta disponibile in commercio. L'aerosol che si sviluppa dalla bombola rappresenta il metodo più semplice e rapido per ottenere il controllo degli insetti infestanti in quei luoghi che per posizione o per particolare tipologia non si prestano ai tradizionali trattamenti per irradiazione. L'aerosol può infatti diffondersi all'interno di anfratti e in interstizi ove non sarebbe possibile far giungere l'insetticida con altri metodi; inoltre il particolato riesce ad esplicare una rapida azione di contatto sugli insetti in volo nell'area di diffusione del prodotto.



I N D I A

Conscious Care.

Campo d'azione

Etofenprox e tetrametrina agiscono essenzialmente per contatto. Causano pertanto la morte degli insetti con cui vengono direttamente a contatto e di quelli che camminano o si appoggiano sulle superfici ove si è verificato il deposito del particolato. L'azione dell'etofenprox riguarda numerosi insetti che possono avere importanza igienico-sanitaria o causare danni economici (mosche, zanzare, vespe, tarme dei tessuti, tignole della farina, acari della polvere...). La presenza della tetrametrina e del piperonil butossido conferiscono a ETOFENASE azione abbattente e snidante utile nel caso si debbano affrontare insetti nascosti in fessure, crepe, anfratti in genere.

ETOFENASE è pertanto idoneo alla disinfestazione di abitazioni, appartamenti, sottotetti, taverne, magazzini, box, garage, ripostigli.

Istruzioni per l'uso

Una bombola da 150 ml è tarata per l'utilizzo in ambienti di cubatura compresa tra 50 e 60 metri cubi in funzione del tipo di infestante presente.

- Contro insetti volatori esposti (zanzare, mosche, tignole, tarme): 1 bombola per 60 metri cubi.
- Contro insetti solitamente annidati: 1 bombola per 50 metri cubi.

Collocare la bombola al centro del locale infestato; quindi verificare la chiusura di porte, finestre e condotti di aerazione; agitare la bombola e aprire la valvola spingendo la linguetta verso il basso. L'inizio dell'erogazione è pressoché istantaneo pertanto è necessario uscire dal locale chiudendo la porta e affiggere un cartello nel quale si vieta l'accesso per un periodo minimo di 3 ore.

Prima del riutilizzo continuativo dei locali trattati è necessario procedere ad aerarli.

Per ambienti di cubatura maggiore aumentare proporzionalmente il numero delle bombole che devono essere collocate ad eguale distanza le une dalle altre e attivate procedendo dalla più lontana alla più vicina all'uscita.

Non utilizzare il prodotto in modo improprio o quantità eccessive; ripetere l'intervento, se necessario, solo alla nuova comparsa degli infestanti.

Classificazione del formulato

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza

Avvertenze

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non esporre ai fumi cibi, utensili, e macchinari per la preparazione di cibi. Allontanare persone ed animali dall'ambiente da trattare. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego.

Confezione

ETOFENASE è disponibile in bombole a svuotamento totale da 150 ml, in cartone da 24 pezzi.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.